



Concentratore Luce Wida Fino a Lotto 13 (aprile 2012)

Codice GEF (SKU) 30851

Riduce la luce in un punto molto luminoso Ø 10 mm, ideale per uso in ORL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riduce la luce in un punto molto luminoso Ø 10 mm, ideale per uso in ORL.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30851



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697