



## CASCHETTO LED 70KL

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30879

EAN / GTIN 8023279308792

Confezione 1

CASCHETTO 70KL A LUCE 3W - con batterie ricaricabili Caschetto a tecnologia led avanzata con luce bianca e omogenea, ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e dentistiche - micro led brillante 3W che offre libertà di movimento e ampio campo visivo - illuminazione coassiale, illuminazione senza ombre delle cavità, ideale per applicazioni otorinolaringoiatriche e dentali - compatto, leggero, garantisce un comfort perfetto - alloggiamento batterie in alluminio compatto e duraturo, riduce accumulo di calore. Facile da pulire - regolazione separata dell'angolo di visuale Interruttore on/off, controllo della luminosità e LED di stato della batteria sul vano batteria. Fornito con batteria e caricabatterie. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, HU, SK, RO, HR, GR

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Illuminazione: 20.000-70.000 lux
- Punto luminoso: 90 mm a 50 cm, 40 mm a 32 cm
- Durata operativa del LED: fino a 50.000 ore
- Intensità luminosità: 0-100% regolabile
- Durata della batteria: 2-12 ore
- Tempo di carica batteria: 2 ore
- Caricabatterie: 100-240 V, 50/60 Hz

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279308792

CODICE GEF

30879



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697