



Caschetto Ri-focus Luce LED Riester 6091

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30881

EAN / GTIN 4045396135680

Confezione 1

Lampada frontale a LED ad alta efficienza, con scomparto per le batterie per un cambio facile e rapido. Perno flessibile per la facile regolazione dell'angolazione della luce, con una mano. maggiore efficienza grazie ai LED ad alte prestazioni fino a 100.000 Lux e una durata di vita di 50.000 ore cinghiera senza cavi con vano batterie integrato particolarmente confortevole grazie alla fascia frontale bilanciata e regolabile con una mano lampadina a LED con possibilità di messa a fuoco dalla distanza di 40 cm circa, Ø da 40 mm a 200 mm, regolabile continuamente LED bianca con 6.000° Kelvin, 140 lumen calore ed energia sensibilmente ridotti autonomia di circa 90 min con batterie completamente cariche batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integrato da 230 V Interruttore on/off sul comparto delle batterie Cuscinetto rimovibile e lavabile sulla fascia interna Peso 210 g senza le batterie Made in Germany. Specifiche tecniche Distanza: 400 mm/200 mm Luminosità massima: 10.000/23.000 Ø campo luminoso max: 200 mm/120 mm Ø campo luminoso min: 40 mm/30 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Distanza: 400 mm/200 mm
- Luminosità massima: 10.000/23.000
- Ø campo luminoso max: 200 mm/120 mm
- Ø campo luminoso min: 40 mm/30 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z129004EAN / GTIN
4045396135680CODICE GEF
30881

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697