



CASCHETTO LED HEINE ML4 J.008.31.413

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30884

EAN / GTIN 4053755180318

Confezione 1

LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LEDHQ TRASFORMATORE PLUG-IN- J.008.31.413 - LED in HQ; intensità, luminosità, omogeneità e resa colore ottimali (4.500 k, CRI >90, R9 >75), che assicurano un colore realistico dei tessuti per una diagnosi accurata - illuminazione coassiale: assicura un'immagine esente da ombre e un'illuminazione eccellente delle zone difficili da vedere - batteria al litio: fino a 8,5 ore di funzionamento ininterrotto - gestione termica LED: garantisce qualità e prestazioni costanti per tutta la vita del LED (50.000 ore) - dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensione dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro) - compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe - controllo intensità luminosa: regolazione precisa della luminosità Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile mPack® con batteria Li-ion e trasformatore
- Illuminazione: 90.000 lux a una distanza di lavoro di 180 mm
- Durata LED: 50.000 ore
- Spot luminoso: diametro campo illuminato da 30 mm a 80 mm (a 420 mm)
- Temperatura colore: 5.500°K

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

4053755180318

CODICE GEF

30884



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697