



Filtro Polarizzato P2 per 30884 e Occhiali 2,5X - J-000.31.326

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 30888

EAN / GTIN 8023279308884

Confezione 1 pz.

FILTRO POLARIZZATO P2 PER ML4 2,5X E OCCHIALI - J.000.31.326

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279308884

CODICE GEF

30888



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697