

GEF Medica

Pacco Batteria Fino a Lotto 000009 - Lug 2013

Codice GEF (SKU) 30891

Batteria al litio da 7,2 V. Durata della batteria: almeno 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria completamente carica (tempo di carica: 5 h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batteria al litio da 7,2 V.
- Durata della batteria: almeno 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria completamente carica (tempo di carica: 5 h)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

30891

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697