



## OCCHIALINI BINOCULARI 2,5X

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30892

EAN / GTIN 8023279308921

Confezione 1

OCCHIALI BINOCULARI • Occhiali binoculari • Ingrandimento: 2,5X • Distanza di lavoro: 340 mm • Campo visivo Ø: 80 mm Occhiali sollevabili leggeri ed ergonomici di tipo galileano. Utilizzabili da soli o montati sui cod. 30940, 30939. Le lenti in vetro multistrato di qualità superiore garantiscono un'immagine chiara e ben definita. Oculare con ampio campo visivo. Potente messa a fuoco per osservare stereoscopicamente gli oggetti. L'angolazione del dispositivo si regola facilmente da 0° a 40° per ridurre l'affaticamento anche in caso di uso prolungato. Spostamento verso l'alto e il basso pari a 6 mm. Distanza pupillare regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di viso. Peso: 103 g Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR. Tutti gli occhiali binoculari sono forniti in un cofanetto

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30892	30892	8023279308921	1
30894	30894	8023279308945	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12119099

EAN / GTIN

8023279308921

CODICE GEF

30892



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697