



Caschetto Chirurgico LED 50KL

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30936

EAN / GTIN 8023279309362

Confezione 1

CASCHETTO CHIRURGICO LED 50 KL GIMA Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità. Caratteristiche: dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno illuminazione precisa generata da più lenti ottiche design compatto senza fili Fornito con batteria e caricabatteria. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, SE, PL, HU, SK, RO, HR, GR. Specifiche tecniche Fonte di illuminazione: LED 5W Intensità luminosa: 10 - 50.000 lux Temperatura di colore: 6.000K Spot luminoso: 50-100 a 20-50 cm Vita utile lampada: 50.000 ore Alimentazione: batteria al litio 3,7V Durata della batteria: 2 - 12 ore Tempo di ricarica batteria: 2 ore Tensione di ingresso: 100-240VCA Peso: 200 g

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fonte di illuminazione: LED 5W
- Intensità luminosa: 10 - 50.000 lux
- Temperatura di colore: 6.000K
- Spot luminoso: 50-100 a 20-50 cm
- Vita utile lampada: 50.000 ore
- Alimentazione: batteria al litio 3,7V
- Durata della batteria: 2 - 12 ore
- Tempo di ricarica batteria: 2 ore
- Tensione di ingresso: 100-240VCA
- Peso: 200 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279309362

CODICE GEF

30936



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697