



## NUOVO CASCHETTO LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **30939**

EAN / GTIN **8023279309393**

Confezione **1**

CASCHETTO A LUCE LED Lampada LED senza il calore del tradizionale caschetto a luce alogena, genera una luce brillante di 5.000 °Kelvin bianca e senza ombre e permette al medico di vedere le caratteristiche del tessuto senza alcuna distorsione. Estremamente flessibile, utilizza una batteria al litio ricaricabile, senza fonte di alimentazione diretta. Lampada frontale comoda e leggera adatta a qualunque tipo di applicazione: chirurgia, ORL, odontoiatria. Utilizzabile durante la ricarica, dotata di indicatore del livello di carica della batteria. Compatibile con gli occhiali binoculari (30892-8, 30910-5). Design elegante, pratico per diagnosi mobile. Fornita in una valigetta di alluminio con batteria ricaricabile al litio da 7,4 V / 4.400 mAH e caricabatterie. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spot regolabile a 420 mm: 20-80 mm
- Illuminazione a una distanza operativa di 200 mm: = 75.000 lux
- Distanza di fluttuazione: 12,5 mm
- Regolazione dell'angolo:  $\pm 25^\circ$  in verticale
- Peso lampada frontale (esclusa fascia): 69 g
- Sorgente di illuminazione: luce molto brillante, 5 W LED, 20.000 ore di funzionamento
- Alimentazione: batteria al litio 7,4 V/4.400 mAH
- Durata batteria: 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria completamente carica (tempo di ricarica: 5 h)
- Tensione: 100-240 VCA, 50-60 Hz Potenza massima assorbita: 30 W
- Potenza in uscita dall'adattatore: CC 12  $\pm 0,5$  V, 1,5 A
- Standard sicurezza elettrica: EN60601.1, EN60601-2, Classe II tipo BF

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279309393

CODICE GEF

30939



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)