



PACCO BATTERIA per 30890 (necessita 30942) e 30939-30940

Codice GEF (SKU) **30941**

EAN / GTIN **8023279309416**

Confezione **1**

PACCO BATTERIA per 30939, 30940 e 30890 – ricambio 7 ore di autonomia continua con batteria completamente carica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279309416

CODICE GEF

30941



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697