



# Occhiali Binoculari Riester SuperVu Hi- Res Galilean 3,0×

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 30960

EAN / GTIN 4045396160705

Confezione 1

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN Codice Riester: 3970-630 Ingrandimento: 3,0 X Distanza di lavoro: 340 mm Ø campo visivo: 68 mm Offrono una lente ad alta risoluzione nettamente superiore a qualsiasi precedente standard. Tale lente a 5 elementi fornisce un ingrandimento 3X con campo visivo aumentato del 15%, immagini chiare e un campo visivo piatto da un'estremità all'altra. - ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo ( $\pm 10\%$ ) - ingrandimento 3,0 X - eccellente distinzione, prestazioni sorprendenti e ottime immagini - ideali per la maggior parte degli interventi chirurgici, per gli assistenti chirurgici e per gli oftalmologi

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DISTANZA FOCALE	EAN	CONFEZIONE
30960	340 mm	4045396160705	1
30961	420 mm	4045396160712	1
30962	460 mm	4045396160729	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y210321

EAN / GTIN

4045396160705

CODICE GEF

30960



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697