



## Microscopio Biologico

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31000

EAN / GTIN 8023279310009

Confezione 1

MICROSCOPIO BIOLOGICO - da 40x a 1.000X - testa binoculare rotante 30° senza compensazione - oculare WF 10X, (campo 18 mm) - obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, olio) - regolazione distanza interpupillare: da 55 a 75 mm - tavolino traslatore meccanico a doppio strato (125x135 mm, intervallo di movimento: 75x35 mm) - condensatore Abbe con diaframma ad iride e filtro - lampadina alogena 6 V, 20 W - regolazione luminosità - alimentazione: 110-220 V, 50 Hz Portaobiettivo quadruplo e obiettivi Manopola per regolazione fine messa a fuoco suddivisione minima 0,002 mm Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	INGRANDIMENTO	EAN	CONFEZIONE
31000	40-1000X	8023279310009	1
31002	40-1600X	8023279310023	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279310009

CODICE GEF

31000



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697