



SPECCHIO FRONTALE LUX 100 a LED porta batterie su caschetto

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31107

EAN / GTIN 8023279311075

Confezione 1

Specchio LED LUX-100 - Ø 100 mm - 6 V (Batteria montata su fascia cingitesta) Specchi frontali da Ø 100 mm di qualità che illuminano perfettamente l'area da esaminare. La lampadina 6V a lunga durata emette una luce brillante e naturale. Lo specchio e il fascio di luce possono essere regolati con facilità e precisione. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L160299

EAN / GTIN

8023279311075

CODICE GEF

31107



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697