



# Specchio Frontale LUX Porta Batterie su Caschetto

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31109

EAN / GTIN 8023279311099

Confezione 1

Specchio LUX-100 batterie - Ø 100 mm - 6 V (Batteria montata su fascia cingitesta) Specchi frontali da Ø 100 mm di qualità che illuminano perfettamente l'area da esaminare. La lampadina 6V a lunga durata emette una luce brillante e naturale. Lo specchio e il fascio di luce possono essere regolati con facilità e precisione. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
31109	LUX 100	8023279311099	1
31108	LUX 55	8023279311082	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L160299

EAN / GTIN

8023279311099

CODICE GEF

31109



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697