



## Vetro di Ricambio per Specchio LUX

2 varianti

Codice GEF (SKU) **31115**  
EAN / GTIN **8023279311150**  
Confezione **1**

Specchio di ricambio per LUX-100.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COMPATIBILITÀ	EAN	CONFEZIONE
31115	LUX 100	8023279311150	1
31114	LUX 55	8023279311143	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279311150**

CODICE GEF  
**31115**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697