



LAMPADINA per specchi LUX

Codice GEF (SKU) 31116

EAN / GTIN 8023279311167

Confezione 1

Lampadina 6V sottovuoto per specchi LUX - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279311167

CODICE GEF

31116



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697