



## Trasformatore Plug-in 100-240 V - Ricambio per 31110-1

Codice GEF (SKU) **31118**

EAN / GTIN **8964000965269**

Confezione **1 pz.**

Trasformatore plug-in 100-220 V - 50/60 Hz con cavo - ricambio per 31110-1 - opzionale per 31108-31109 Fornito con prese intercambiabili UK, US, EU

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8964000965269**

CODICE GEF

**31118**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697