



Dermatoscopio Heine Deltaone

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31140

EAN / GTIN 4053755196685

Confezione 1

DERMATOSCOPIO HEINE DELTAONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diottrie: da -4 a +4
- Illuminazione: >17.000 lux a 15 mm di distanza senza piastrina di contatto
- Temperatura di colore: 5.700 K
- Indice di resa cromatica (IRC): = 90
- Distanza di utilizzo: 15 mm (modalità senza contatto) o a contatto con cute
- Durata LED: > 50.000 h
- Alimentazione: Batteria Li-ion ricaricabile integrata, 3,25 W
- Ingresso: USB 2.0 Micro B, 5V CC, 650 mA
- Tempo di ricarica: 75 min
- Dimensioni: 128x57xh 40 mm
- Protezione: IP20

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
31140	nero K-210.28.305	4053755196685	1
31141	bianco K-211.28.305	4053755196722	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040108

EAN / GTIN

4053755196685

CODICE GEF

31140



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it