



Dermoscopio Led Heine Mini 3000 Con Astuccio Morbido Piastrina Di Contatto Con Scala

Codice GEF (SKU) **31157**
EAN / GTIN **4053755179121**
Confezione **1**

MINI 3000 LEDHQ - nero Codice HEINE: D-888.78.021 Piastrina di contatto con scala graduata Moderni dermatoscopi tascabili, maneggevoli, con testina di metallo. Funzionamento fino a 10 ore e luce LED brillante. Luminosità due volte superiore rispetto al dermatoscopio Xenon alogeno XHL convenzionale, con illuminazione LEDHQ che non richiede manutenzione: la sorgente luminosa non deve più essere sostituita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
4053755179121

CODICE GEF
31157



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697