



Dermoscopio Led Heine Mini 3000 Con Piastrina Di Contatto

Codice GEF (SKU) **31160**

EAN / GTIN **4053755158829**

Confezione **1**

MINI 3000 LEDHQ - nero Codice HEINE: D-008.78.109 Piastrina di contatto con scala graduata Moderni dermatoscopi tascabili, maneggevoli, con testina di metallo. Funzionamento fino a 10 ore e luce LED brillante. Luminosità due volte superiore rispetto al dermatoscopio Xenon alogeno XHL convenzionale, con illuminazione LEDHQ che non richiede manutenzione: la sorgente luminosa non deve più essere sostituita.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755158829

CODICE GEF

31160



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697