



Testa Dermoscopio Delta 20T A Led Con Piastrina Di Contatto Con Scala

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31162

EAN / GTIN 4053755181322

Confezione 1

Testina dermatoscopio HEINE DELTA T LED con piastrina di contatto a scala graduata - K-008.34.221 Può essere utilizzata con qualsiasi manico Beta Heine. Fornita con compendio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040108

EAN / GTIN

4053755181322

CODICE GEF

31162



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697