



## CASCHETTO 2 LED con 5 lenti

Codice GEF (SKU) **31168**

EAN / GTIN **8023279311686**

Confezione **1**

CASCHETTO 2 LED REGOLABILE IN DUE DIREZIONI con 5 lenti. La lente di ingrandimento può essere regolata in due direzioni. 5 lenti 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x, abbinabili a coppie per garantire 11 livelli di ingrandimento e applicazioni più vaste. Per esempio, con le lenti 1,0X e 2,5X si ottiene un ingrandimento 3,5X. Fascia cingitesta in pelle PVC. Funzionamento a batterie (non incluse). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279311686**

CODICE GEF

**31168**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697