



CAVO ADATTATORE HEINE per codice 31182

Codice GEF (SKU) 31169

EAN / GTIN 4053755143108

Confezione 1

CAVO ADATTATORE - 1,30 m

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755143108

CODICE GEF

31169



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697