



# Dermatoscopio Pocket Led

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31186**EAN / GTIN **8961102789779**Confezione **1**

DERMATOSCOPIO LED POCKET 10X Dermatoscopio LED tascabile, moderno, compatto e leggero, con ingrandimento 10X per la valutazione delle lesioni cutanee. Il sistema ottico di precisione 10X con lenti acromatiche fornisce immagini nitide prive di distorsioni. La piastrina graduata di contatto con la pelle, per misurare le lesioni cutanee pigmentate, offre diagnosi accurate. Gamma focale:  $\pm 5D$ . Lunghezza focale: 25 mm.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12040108**

EAN / GTIN

**8961102789779**

CODICE GEF

**31186**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697