



## Dermoscopio 2000 10 Ingrandimenti

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31187

EAN / GTIN 8023279311877

Confezione 1

Microscopio superficiale dotato di luce alogena, per osservare il vero colore dei tessuti e ingrandire fino a 10 volte per un'osservazione perfetta dei dettagli ed un'accurata diagnosi delle lesioni della pelle. Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. Latex free. Fornito con 2 piastre di contatto autoclavabili (una millimetrata) Ø 2,5 cm Finitura satinata Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, SE, HU, RO) Caratteristiche tecniche Alimentazione 2 batterie "C" o batteria ricaricabile (34467) + caricatore (31542) Piastrina di contatto reticolata Facile regolazione del fuoco

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 batterie "C" o batteria ricaricabile (34467) + caricatore (31542)
- Piastrina di contatto reticolata
- Facile regolazione del fuoco

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12040108

EAN / GTIN

8023279311877

CODICE GEF

31187



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697