



Lampada di Wood Tascabile

Codice GEF (SKU) 31189

EAN / GTIN 8023279311891

Luce ultravioletta tascabile, per rilevare disturbi della pelle. Fornito con lampada fluorescente di ricambio. Potenza 6 V. Funziona con 4 batterie AA con autonomia di 4-6 ore. Dimensioni: 16 x 5 x 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Luce ultravioletta tascabile, per rilevare disturbi della pelle. Fornito con lampada fluorescente di ricambio. Potenza 6 V. Funziona con 4 batterie AA con autonomia di 4-6 ore. Dimensioni: 16 x 5 x 2 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279311891

CODICE GEF

31189



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697