



TUBO NEON RICAMBIO per codice 31189

Codice GEF (SKU) 31190

EAN / GTIN 8023279311907

Confezione 1

TUBO AL NEON - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279311907

CODICE GEF

31190



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697