



LAMPADA DI WOOD VISTA A LED manuale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31195**Confezione **1**

LAMPADA DI WOOD VISTA 4 LED - manuale Strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle che appare in diversi colori sotto i suoi raggi ultravioletti. I modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10x6 cm - 3 diottrie. La tecnologia LED emette due tipi di luce: luce Wood con lunghezza d'onda a 365 nm (UV) e luce giorno (CRI >80%, 4.500 °K) con lo switch tramite interruttore. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz Manuale in GB, FR, IT, ES, PT. Dimensioni manico Ø 3x12 cm Parte superiore con copertura protettiva scorrevole Parte inferiore con 4 LED (2 UV + 2 bianchi) Made in Spain.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

K02010202

CODICE GEF

31195

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697