



## LAMPADA DI WOOD VISTA manuale

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31196

EAN / GTIN 8436562860035

Confezione 1

LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale Strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle che appare in diversi colori sotto i suoi raggi ultravioletti. I modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10x6 cm - 3 diottrie. Le lampade fluorescenti hanno uno speciale tubo fluorescente compatto da 9W con una lunghezza d'onda di 360nm. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz Manuale in GB, FR, IT, ES, PT. Made in Spain.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8436562860035

CODICE GEF

31196



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697