



LAMPADA WOOD

Codice GEF (SKU) **31200**

EAN / GTIN **8023279312003**

Confezione **1**

Lampada a raggi ultravioletti per l'analisi della pelle. Dimensioni 30 x 21 x 7 cm. Tensione di funzionamento: 220-240 V, 50/60 Hz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279312003

CODICE GEF

31200



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697