



OCCHIALI NISTAGMO DR. FRENZEL

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31204

EAN / GTIN 8023279312041

Confezione 1

OCCHIALI NISTAGMO - DR FRENZEL - neri Di facile utilizzo per la ricerca del nistagmo spontaneo o provocato. Lenti fisse, biconvesse, $\pm 18,0$ diottrie. Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con generatori di tensione inferiore a 4,2 V secondo le norme di sicurezza 93/42/CEE. Vedere codici 31203 e 31214. Ideali per esami di lunga durata Forniti con cinghiera Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120112

EAN / GTIN

8023279312041

CODICE GEF

31204



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697