



LAMPADINA PER OCCHIALI NISTAGMO ricambio

Codice GEF (SKU) **31208**

EAN / GTIN **8023279312089**

Confezione **10**

LAMPADINA NISTAGMO - ricambio per 31204, 31206 4 Volt 0,230
Ampere, 1 Watt filettatura Ø 3,5x0,35 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279312089

CODICE GEF

31208



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697