



SISTEMA VIDEONISTAGMOSCOPIO USB

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31213**
EAN / GTIN **8023279312133**
Confezione **1**

VIDEONISTAGMOSCOPIO - USB - maschera, telecamera IR e cavo USB
Agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite prove vestibolari standard (prova posizione e strumentale). Questo sistema consente di visualizzare su monitor o PC/Notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test e inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test (VST) tramite l'accensione di un LED verde all'interno della maschera per consentire la fissazione. L'innovativa tecnologia del sistema fornisce immagini di qualità. Alimentazione 12 V CC. Risoluzione 752x582 pixel 520 linee TV Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Risoluzione 752 x 582 pixel, 520 linee TV

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12140401

EAN / GTIN

8023279312133

CODICE GEF

31213

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697