



## TONOMETRO DI SCHIÖTZ scala dritta

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 31220

EAN / GTIN 8023279312201

Confezione 1

TONOMETRO SCHIÖTZ - scala dritta Strumento per la misurazione della pressione dell'occhio. Tutte le parti importanti sono in acciaio inox, inserita pietra d'agata. Completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10 g). Scala dritta specifica 5. Confezionato in astuccio nero con inserti di velluto. Lettura perfetta della scala con il puntatore rosso. Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**Z12120122**EAN / GTIN  
**8023279312201**CODICE GEF  
**31220**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697