



TONOMETRO DI SCHIÖTZ scala inclinata

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 31222

EAN / GTIN 8023279312225

Confezione 1

TONOMETRO SCHIÖTZ - scala inclinata Strumento per la misurazione della pressione dell'occhio. Tutte le parti importanti sono in acciaio inox, inserita pietra d'agata. Completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10 g). Scala diritta specifica 5. Confezionato in astuccio nero con inserti di velluto. Lettura perfetta della scala con il puntatore rosso. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I M

CND

Z12120122

EAN / GTIN

8023279312225

CODICE GEF

31222

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697