



## DIAPASON IN ALLUMINIO 128 Hz

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31225

EAN / GTIN 8023279312256

Confezione 1

DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz Strumenti prodotti con la migliore lega d'alluminio e conformati con precisione per soddisfare le esigenze del settore medico. 20,4 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312256

CODICE GEF

31225



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697