



DIAPASON IN ALLUMINIO 128 Hz con piedino

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31226

EAN / GTIN 8023279312263

Confezione 1

DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz - con piedino Strumenti prodotti con la migliore lega d'alluminio e conformati con precisione per soddisfare le esigenze del settore medico. - Con appoggio per fronte - 22 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312263

CODICE GEF

31226



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697