



# Diapason Lega VD con Pesì

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **31230**EAN / GTIN **8023279312300**Confezione **1**

DIAPASON PER OTORINO • Diapason Lega 128 Hz - con pesi Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. Costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono. Made in Germany.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FREQUENZA	EAN	CONFEZIONE
31230	128 VD	8023279312300	1
31231	256 VD	8023279312317	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V030208**

EAN / GTIN

**8023279312300**

CODICE GEF

**31230**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697