



Diapason in Lega VD

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **31233**EAN / GTIN **8023279312331**Confezione **1**

DIAPASON PER OTORINO • Diapason Lega 1024 Hz Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. Costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono. Made in Germany.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FREQUENZA	EAN	CONFEZIONE
31233	1024 Hz	8023279312331	1
31234	2048 Hz	8023279312348	1
31235	4096 Hz	8023279312355	1
31232	512 Hz	8023279312324	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312331

CODICE GEF

31233

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697