



TROUSSE DIAPASON LEGA 5 pezzi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31240

EAN / GTIN 8023279312409

Confezione 1

DIAPASON PER OTORINO • Set 5 Diapason Lega in elegante scatola imbottita (contiene 128 Hz*, 256 Hz*, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz) I diapason con l'asterisco * sono forniti con peso Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. Costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312409

CODICE GEF

31240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697