



# DIAPASON LEGA 440-AI NEURO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31245

EAN / GTIN 8023279312454

Confezione 1

DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO • Diapason a1-440 Hz - ENT  
- 90 g Prodotti in lega speciale e dotati di supporto. Manuale e scatola  
multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR. Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312454

CODICE GEF

31245



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697