



## DIAPASON LEGA 128-Ch LUCAE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31246

EAN / GTIN 8023279312461

Confezione 1

DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO • Diapason - LUCAE - 85 g regolabile da c128 a h240 con piedino Prodotti in lega speciale e dotati di supporto. Manuale e scatola multilingue: GB, IT. Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312461

CODICE GEF

31246



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697