



DIAPASON LEGA 64-128 RYDEL

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31247

EAN / GTIN 8023279312478

Confezione 1

DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO • Diapason C64, c128 - RYDEL SEIFFER con cursori staccabili C64 o c128 - 130 g Prodotti in lega speciale e dotati di supporto. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, HU, RO, BG. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030208

EAN / GTIN

8023279312478

CODICE GEF

31247



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697