



Martello Neurologico "dejerine Colour

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31255

EAN / GTIN 8023279312553

Confezione 1

Martello neurologico senza lattice: Dejerine Colour Colore: rosso
Materiale manico: acciaio inox Ago: si Agesimetro: si Peso: 140 g
Lunghezza: 22 cm Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR,
Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L160101

EAN / GTIN

8023279312553

CODICE GEF

31255



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697