



MARTELLO NEUROLOGICO "TROEMNER"

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31258

EAN / GTIN 8023279312584

Confezione 1

Martello neurologico senza lattice: Troemner • Colore: argento •
Materiale manico: acciaio inox • Ago: no • Agesimetro: no • Peso: 200 g
• Lunghezza: 23 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L160101

EAN / GTIN

8023279312584

CODICE GEF

31258



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697