



Martello Neurologico Dejerine "black Edition"

Codice GEF (SKU) 31267

MARTELLI NEUROLOGICI - SENZA LATTICE MARTELLI BLACK
EDITION: Dejerine Black Edition Colore: nero Manico: acciaio inox Ago:
si Agesimetro: si Peso: 150 g Lunghezza: 22 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MARTELLI NEUROLOGICI - SENZA LATTICE MARTELLI BLACK EDITION: Dejerine Black Edition Colore: nero Manico: acciaio inox Ago: si Agesimetro: si Peso: 150 g Lunghezza: 22 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31267



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697