



MONOFILAMENTO 2 VALUTATORE DI SENSIBILITÀ

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31282

EAN / GTIN 8023279312829

Confezione 1

MONOFILAMENTO - valutatore di sensibilità Monofilamento retraibile in plastica con 3 monofilamenti di ricambio. Valuta sia la diminuzione che il ritorno di sensibilità (touch test). Consente di esaminare il livello di funzione sensoriale e cambiamenti dello stato neurologico. Calibrato a 10 g. Dimensioni: 13x2,5 cm + 4 cm monofilamento. Strumento diagnostico per rilevare la neuropatia diabetica. Fornito in astuccio con manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo) e 3 monofilamenti di ricambio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V030207

EAN / GTIN

8023279312829

CODICE GEF

31282



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697