




Luci di Worth - con Occhiali Rossi/verdi

Codice GEF (SKU) 31289

EAN / GTIN 8906200830602

LUCI DI WORTH A LED - con occhialino verde/rosso Il test delle 4 luci di Worth è un test clinico per determinare la soppressione da entrambi gli occhi. La soppressione si verifica durante la visione b

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LUCI DI WORTH A LED - con occhialino verde/rosso Il test delle 4 luci di Worth è un test clinico per determinare la soppressione da entrambi gli occhi. La soppressione si verifica durante la visione binoculare, quando il cervello non trasmette le informazioni ricevute da entrambi gli occhi. Questo è un comunissimo meccanismo di adattamento allo strabismo, all'ambliopia e all'aniseiconia. Batteria non inclusa, occhiali inclusi. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8906200830602

CODICE GEF

31289



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697