



TEST STEREOPTICO

Codice GEF (SKU) **31293**

EAN / GTIN **8023279312935**

Confezione **1**

TEST VISIONE STEREOPTICA Realizzato da una distanza di 30-40 cm, consente di valutare la cooperazione tra i due occhi nel formare una sola immagine nel cervello a partire da due immagini separate. Adatto per bambini a partire da un anno e per adulti se si sospetta strabismo, ambliopia o diminuzione della vista. Il test per la stereopsi contiene una palla, un pesce, una stella e un albero. La palla può essere vista da un occhio solo. Quattro figure stereo con disparità 200" (pesce), 400" (stella), 600" (albero) e palla sempre visibili

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279312935

CODICE GEF
31293



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697