



LANG FIXATION CUBE

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31297

EAN / GTIN 7649996943071

Confezione 1

CUBO DI FISSAZIONE LANG - bianco

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
31297	31297	7649996943071	1
31298	31298	7649996943088	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z1212012099

EAN / GTIN

7649996943071

CODICE GEF

31297



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697